



EasyRoller



EasyRoller -pyörätuoli potilaan vaivattomaan kuljetukseen kaikkialle sairaaloissa ja laitoksissa.

- Ei metallikomponentteja – 100 % kestopuuvia
- MRI-yhteensopiva – jopa 7 teslaa
- Ei irttonaisia komponentteja
- Aina käyttövalmis
- Helppo puhdistaa ja desinfioida
- Norjalaista suunnittelua, valmistus Saksassa



VINGMED



EasyRoller

EasyRoller-pyörätuoli on kehitetty potilaan vaivattomaan kuljetukseen kaikkialle sairaaloissa ja laitoksissa. EasyRoller on paras valinta, kun halutaan monipuoliseen käyttöön kestävä ja hygieeninen pyörätuoli.

EasyRoller-pyörätuolissa ei ole irto-osia ja se on aina käyttövalmiina. Koska siinä ei ole lainkaan metalliosia sitä voidaan turvallisesti käyttää myös magneettikuvauksessa.

Pyörätuoli on rakenteeltaan tukeva. Ergonomisen muotoilun ansiosta potilaan on helppo nousta ylös ja istua tuoliin ilman pelkoa, että tuoli kaatuu. Käsinojen muotoilu mahdollistaa liukualustan tai vastaavan apuvälineen käytön potilasta tutkimus- tai magneettikuvauspöydälle siirrettäessä.

EasyRoller-pyörätuolia on helppo liikutella ja sitä voidaan ohjata yhdellä kädellä.

Pyörätuolia voidaan käyttää myös suihkussa tai uima-altaassa.

EasyRoller-pyörätuoli kestää pesua ja desinfiointia. Se voidaan pestä myös sairaalasänkyjen pesuun tarkoitettussa koneessa.

Pyörätuolin huoltotarve on hyvin vähäinen. On tärkeää pitää se puhtaana ja aika-ajoin tarkistaa liikkuvat osat.

EasyRoller on valmistettu täysin kierrätettävästä materiaalista.

Tuote täyttää eurooppalaisen pyörätuoleja koskevan standardin EN12183 ja kansainvälisen standardin ISO 7176 vaatimukset.



Lisätietoja: www.vingmed.fi

VINGMED

Olarinluoma 14B, 02200 Espoo
020 730 0350 | info@vingmed.fi