


Transurethrale Harnableitung

Transurethral Bladder Drainage



UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE

Editorial

Die Dauerversorgung der Harnableitung mit Latexkathetern war über Jahrzehnte Standard. Nachteile wie Migration und Inkrustation mussten minimiert und neue Lösungen geschaffen werden. Die derzeit ansteigende Zahl der Allergien kommt erschwerend hinzu. Nach unserer Überzeugung sind Silikonkatheter die einzig sinnvolle Alternative. Das von uns verwendete reine Silikon steht für die geforderte Sicherheit durch Biokompatibilität, Tragekomfort durch Form und Konsistenz sowie Wirtschaftlichkeit aufgrund der Möglichkeit einer langen Verweildauer.

For decades, long-term urinary drainage with latex catheters was standard practice. Disadvantages such as migration and incrustation had to be minimized and new solutions had to be developed. The current increase in allergies further complicates matters. According to our conviction silicone catheters are the only viable alternative. The pure silicone we use offers the required safety through biocompatibility, comfort through its shape and consistency as well as profitability due to its potential for long-term application.

Ch./Fr.	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Durchmesser (Ø) Diameter (Ø)	2,0 mm	2,7 mm	3,3 mm	4,0 mm	4,7 mm	5,3 mm	6,0 mm	6,7 mm	7,3 mm	8,0 mm	8,7 mm


INHALT

CONTENT

UROMED Transurethrale Harnableitung

UROMED Transurethral Bladder Drainage

Silikonballonkatheter mit Nelatonspitze <i>Silicone Balloon Catheter with Nelaton Tip</i>	5
Silikonballonkatheter mit Flötenspitze <i>Silicone Balloon Catheter with Whistle Tip</i>	9
Silikonballonkatheter mit Tiemannspitze <i>Silicone Balloon Catheter with Tiemann Tip</i>	10
Silikonballonkatheter für Frauen <i>Silicone Balloon Catheter for Women</i>	13
Silikonballonkatheter für Kinder <i>Silicone Balloon Catheter for Children</i>	14




Was sind »integral« Katheter?

Die von UROMED entwickelten »integral« Katheter verfügen über einen in den Schaft integrierten Ballon. Der bei herkömmlichen Modellen übliche Kalibersprung von mehreren Charrière entfällt. Damit wird ein weitgehend schmerzfreier Katheterwechsel ermöglicht.

What are »integral« catheters?

The »integral« catheters developed by UROMED have a balloon integrated into the shaft. The calibre jump of several Charrière, which is common in conventional models, is eliminated. This makes catheter changes largely painless.



Warum ist eine kurze Spitze wichtig?

Eine kurze Katheterspitze verringert den in der Blase platzierten Teil des Katheters und mindert das Risiko von Irritationen. Ein geringes Ballonvolumen unterstützt diese Eigenschaft und bietet gleichzeitig eine sichere Fixierung in der Blase.

Why is a short tip important?

A short catheter tip reduces the part of the catheter placed in the bladder and minimises the risk of irritation. A small balloon volume supports this feature and at the same time provides secure fixation in the bladder.



Wozu stehen verschiedene Spitzenformen zur Verfügung?

Transurethrale Katheter werden mit unterschiedlichen Spitzen angeboten, um den vielfältigen anatomischen und klinischen Anforderungen gerecht zu werden. Zu den gängigen Varianten zählen die Nelatonspitze, Tiemannspitze und die Flötenspitze. Die Auswahl der geeigneten Spitzenform unterstützt eine situationsgerechte, sichere Anwendung und ermöglicht eine effiziente Harnableitung.

Why are different catheter tip shapes available?

Transurethral catheters are offered with various tip designs to meet diverse anatomical and clinical requirements. Common types include the Nelaton tip, the Tiemann tip, and the Whistle tip. Selecting the appropriate tip shape supports safe, situation-appropriate use and enables efficient urinary drainage.

UROMED transurethraler Silikonballonkatheter

UROMED Transurethral Silicone Balloon Catheter

REF 1100
REF 1101

Nelatonspitze
2 Augen
Nelaton tip
2 eyes

Der Klassiker unserer Silikonserie steht nach wie vor gleichermaßen für optimale Leistung und Patientenkomfort.


The classic of our silicone line still stands for both optimal results and comfort for the patient.

Silikonballonkatheter zur transurethralen Blasendrainage

- konische Spitze
- Soft-Ballon
- großlumig
- reines Silikon

Silicone balloon catheter for transurethral bladder drainage

- conical tip
- soft balloon
- wide lumen
- pure silicone



REF 1100

kurze Spitze
Ballon 3-10 ml
weich
short tip
balloon 3-10 ml
soft

REF 1101

Ballon 30 ml
Spitze röntgenologisch darstellbar
balloon 30 ml
radiopaque tip

REF	Ch./Fr.	Ø	Ballon	Länge	Effektivlänge	PZN
REF	Ch./Fr.	Ø	Balloon	Length	Effective length	CPN
1100.12	12	4,0 mm	3-6 ml	430 mm	369 mm	03280661
1100.14	14	4,7 mm	3-8 ml	430 mm	369 mm	03280678
1100.16	16	5,3 mm	5-10 ml	430 mm	369 mm	03280684
1100.18	18	6,0 mm	5-10 ml	430 mm	369 mm	03280690
1100.20	20	6,7 mm	5-10 ml	430 mm	369 mm	03280709
1100.22	22	7,3 mm	5-10 ml	430 mm	369 mm	03280715
1100.24	24	8,0 mm	5-10 ml	430 mm	369 mm	03280721
1100.26	26	8,7 mm	5-10 ml	430 mm	369 mm	03280738
Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6027						
1101.16	16	5,3 mm	30 ml	435 mm	368 mm	04741443
1101.18	18	6,0 mm	30 ml	435 mm	368 mm	04741466
1101.20	20	6,7 mm	30 ml	436 mm	369 mm	04741472
1101.22	22	7,3 mm	30 ml	436 mm	369 mm	04741489
1101.24	24	8,0 mm	30 ml	437 mm	370 mm	03549525
1101.26	26	8,7 mm	30 ml	437 mm	370 mm	03549519
Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6028						

Verpackung: steril
Originalkarton: 10 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED transurethraler Silikonballonkatheter »soft«

UROMED Transurethral Silicone Balloon Catheter »soft«

REF 1095

Nelatonspitze
2 Augen
Nelaton tip
2 eyes

Silikonballonkatheter zur transurethralen Blasendrainage

- kurze, konische Spitze
- mit Katheterstopfen
- Soft-Ballon
- großlumig
- reines Silikon
- sehr weich

Silicone balloon catheter for transurethral bladder drainage

- short, conical tip
- with catheter plug
- soft balloon
- wide lumen
- pure silicone
- very soft



REF	Ch./Fr.	Ø	Ballon	Länge	Effektiviänge	PZN
REF	Ch./Fr.	Ø	Balloon	Length	Effective length	CPN
1095.12	12	4,0 mm	3-6 ml	430 mm	369 mm	04741526
1095.14	14	4,7 mm	3-8 ml	430 mm	369 mm	04741532
1095.16	16	5,3 mm	5-10 ml	430 mm	369 mm	04741549
1095.18	18	6,0 mm	5-10 ml	430 mm	369 mm	04741555
1095.20	20	6,7 mm	5-10 ml	430 mm	369 mm	04741561
1095.22	22	7,3 mm	5-10 ml	430 mm	369 mm	04741578

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6030

Verpackung: steril
 Originalkarton: 10 Stück

Packaging: sterile
 Original carton: 10 pieces

UROMED transurethraler Silikonballonkatheter »integral«

UROMED Transurethral Silicone Balloon Catheter »integral«

REF 1110
REF 1111

Nelatonspitze
2 Augen
Nelaton tip
2 eyes

»integral« Ballonkatheter mit übergangslos eingearbeitetem Ballon ermöglichen einen weitgehend schmerzfreien Katheterwechsel.


»integral« balloon catheters with integrated flat balloon allow to a great extent a painless change of the catheter.

Silikonballonkatheter zur transurethralen Blasendrainage

- kurze, konische Spitze
- Soft-Ballon
- Spitze röntgenologisch darstellbar
- großlumig
- reines Silikon

Silicone balloon catheter for transurethral bladder drainage

- short, conical tip
- soft balloon
- radiopaque tip
- wide lumen
- pure silicone



REF 1110

REF 1111

mit zentraler Bohrung für Wechseldraht (0,035"/0,038")
fest
central open application for guide wire (0,035"/0,038")
solid

REF	Ch./Fr.	Ø	Ballon	Länge	Effektivlänge	PZN
REF	Ch./Fr.	Ø	Balloon	Length	Effective length	CPN
1110.12	12	4,0 mm	5 ml	430 mm	361 mm	03953410
1110.14	14	4,7 mm	8 ml	430 mm	363 mm	03953456
1110.16	16	5,3 mm	8 ml	430 mm	363 mm	03953628
1110.18	18	6,0 mm	10 ml	430 mm	363 mm	03953634
1110.20	20	6,7 mm	10 ml	430 mm	363 mm	03953640
Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6091						
1111.12	12	4,0 mm	5 ml	430 mm	361 mm	0585578
1111.14	14	4,7 mm	8 ml	430 mm	363 mm	0587063
1111.16	16	5,3 mm	8 ml	430 mm	363 mm	0593678
1111.18	18	6,0 mm	10 ml	430 mm	363 mm	0605016
1111.20	20	6,7 mm	10 ml	430 mm	363 mm	0616787
Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6107						

Verpackung: steril
Originalkarton: 10 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED SILUCENT

transurethraler Silikonballonkatheter

Transurethral Silicone Balloon Catheter

REF 1104
REF 1105

Nelatonspitze
2 Augen
Nelaton tip
2 eyes

Der aus durchsichtigem, reinem Silikon gefertigte Katheter rundet unser vielfältiges Programm für die transurethrale Harnableitung ab.

This catheter made of transparent and pure silicone completes our varied programme for the transurethral urinary drainage.

Silikonballonkatheter zur transurethralen Blasendrainage

- konische Spitze
- Soft-Ballon
- Röntgenkontraststreifen
- großlumig
- reines Silikon
- transparent

Silicone balloon catheter for transurethral bladder drainage

- conical tip
- soft balloon
- x-ray contrast line
- wide lumen
- pure silicone
- transparent

REF 1104
kurze Spitze
Ballon 3-10 ml
short tip
balloon 3-10 ml

REF 1105
Ballon 30 ml
balloon 30 ml

REF REF	Ch./Fr. Ch./Fr.	Ø Ø	Ballon Balloon	Länge Length	Effektivlänge Effective length	PZN CPN
1104.12	12	4,0 mm	3-6 ml	410 mm	346 mm	01411389
1104.14	14	4,7 mm	3-8 ml	410 mm	346 mm	01411395
1104.16	16	5,3 mm	5-10 ml	410 mm	346 mm	01411426
1104.18	18	6,0 mm	5-10 ml	410 mm	346 mm	01411432
1104.20	20	6,7 mm	5-10 ml	410 mm	346 mm	01411455
1104.22	22	7,3 mm	5-10 ml	410 mm	346 mm	01411461
1104.24	24	8,0 mm	5-10 ml	410 mm	346 mm	01411478
Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6034						
1105.16	16	5,3 mm	30 ml	410 mm	346 mm	01990134
1105.18	18	6,0 mm	30 ml	410 mm	346 mm	01990157
1105.20	20	6,7 mm	30 ml	410 mm	346 mm	01990192
1105.22	22	7,3 mm	30 ml	410 mm	346 mm	01990200
Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6035						

Verpackung: steril
Originalkarton: 10 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED transurethraler Silikonballonkatheter

UROMED Transurethral Silicone Balloon Catheter

REF 1090
REF 1091

Flötenspitze
1 Auge
whistle tip
1 eye

Selbst bei problematischen
Urinbefunden gewährt dieser
Katheter eine sichere Drainage.

*This catheter allows a safe
drainage even for problematic
urinary findings.*

Silikonballonkatheter zur transurethralen Blasendrainage

- offene Spitze
- Soft-Ballon
- großlumig
- reines Silikon

Silicone balloon catheter for transurethral bladder drainage

- open tip
- soft balloon
- wide lumen
- pure silicone



REF 1090
Ballon 30 ml
balloon 30 ml

REF 1091
kurze Spitze
Ballon 3-10 ml
short tip
balloon 3-10 ml

REF	Ch./Fr.	Ø	Ballon	Länge	Effektivlänge	PZN
REF	Ch./Fr.	Ø	Balloon	Length	Effective length	CPN
1090.16	16	5,3 mm	30 ml	430 mm	363 mm	04741495
1090.18	18	6,0 mm	30 ml	430 mm	363 mm	04741503
1090.20	20	6,7 mm	30 ml	430 mm	363 mm	03280649
1090.22	22	7,3 mm	30 ml	430 mm	363 mm	03280655
Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6029						
1091.12	12	4,0 mm	3-6 ml	430 mm	361 mm	03953657
1091.14	14	4,7 mm	3-8 ml	430 mm	363 mm	03953692
1091.16	16	5,3 mm	5-10 ml	430 mm	363 mm	03953700
1091.18	18	6,0 mm	5-10 ml	430 mm	363 mm	03953717
1091.20	20	6,7 mm	5-10 ml	430 mm	363 mm	03953723
Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6092						

Verpackung: steril
Originalkarton: 10 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED transurethraler Silikonballonkatheter

UROMED Transurethral Silicone Balloon Catheter

REF 1240

**Tiemannspitze
1 Auge**

**Tiemann tip
1 eye**

Der Katheter mit
Führungsqualität!


*The catheter with
guiding quality!*

Silikonballonkatheter zur transurethralen Blasendrainage

- konische, dilatierende Spitze
- gute Führung aufgrund der Festigkeit
- stufenloser Übergang der Spitze in den Ballon
- Soft-Ballon
- großlumig
- reines Silikon
- sehr fest

Silicone balloon catheter for transurethral bladder drainage

- conical, dilating tip
- good guidance due to the stability
- smooth transition of the tip into the balloon
- soft balloon
- wide lumen
- pure silicone
- very solid



REF	Ch./Fr.	Ø	Ballon	Länge	Effektivlänge	PZN
REF	Ch./Fr.	Ø	Balloon	Length	Effective length	CPN
1240.10	10	3,3 mm	3 ml	426 mm	367 mm	04741584
1240.12	12	4,0 mm	3-8 ml	426 mm	365 mm	03280744
1240.14	14	4,7 mm	3-8 ml	430 mm	369 mm	04741590
1240.16	16	5,3 mm	5-10 ml	431 mm	371 mm	03280767
1240.18	18	6,0 mm	5-10 ml	428 mm	369 mm	03280773
1240.20	20	6,7 mm	5-10 ml	431 mm	371 mm	03280796
1240.22	22	7,3 mm	5-10 ml	432 mm	373 mm	03280804
1240.24	24	8,0 mm	5-10 ml	434 mm	375 mm	03280810

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6031

Verpackung: steril
Originalkarton: 10 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED transurethraler Silikonballonkatheter »soft«

UROMED Transurethral Silicone Balloon Catheter »soft«

REF 1245


Tiemannspitze
1 Auge
Tiemann tip
1 eye

Silikonballonkatheter zur transurethralen Blasendrainage

- oliv-konische Spitze
- Soft-Ballon
- großlumig
- reines Silikon
- sehr weich

Silicone balloon catheter for transurethral bladder drainage

- olive-conical tip
- soft balloon
- wide lumen
- pure silicone
- very soft



REF	Ch./Fr.	Ø	Ballon	Länge	Effektivlänge	PZN
REF	Ch./Fr.	Ø	Balloon	Length	Effective length	CPN
1245.12	12	4,0 mm	3-6 ml	430 mm	369 mm	02421266
1245.14	14	4,7 mm	3-8 ml	430 mm	369 mm	02421272
1245.16	16	5,3 mm	5-10 ml	430 mm	369 mm	02421289
1245.18	18	6,0 mm	5-10 ml	430 mm	369 mm	02421326
1245.20	20	6,7 mm	5-10 ml	430 mm	369 mm	02422739
1245.22	22	7,3 mm	5-10 ml	430 mm	369 mm	02422857
1245.24	24	8,0 mm	5-10 ml	430 mm	369 mm	02422917

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6086

Verpackung: steril
Originalkarton: 10 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED SILUCENT

transurethraler Silikonballonkatheter

Transurethral Silicone Balloon Catheter

REF 1250

Tiemannspitze
1 Auge
Tiemann tip
1 eye

Silikonballonkatheter zur transurethralen Blasendrainage

- oliv-konische Spitze für den Einsatz bei Harnröhrenverengungen
- Spitze röntgenologisch darstellbar
- großlumig
- reines Silikon
- semi-softe Ausführung für größtmöglichen Komfort bei zugleich guter Führbarkeit
- transparent

Silicone balloon catheter for transurethral bladder drainage

- *olive conical tip for use with urethral strictures*
- *radiopaque tip*
- *wide lumen*
- *pure silicone*
- *semi-soft variation for a maximum in comfort and guidance*
- *transparent*



REF	Ch./Fr.	Ø	Ballon	Länge	Effektivlänge
REF	Ch./Fr.	Ø	Balloon	Length	Effective length
1250.10	10	3,3 mm	3 ml	310 mm	240 mm
1250.12	12	4,0 mm	5 ml	410 mm	340 mm
1250.14	14	4,7 mm	5- 10 ml	410 mm	340 mm
1250.16	16	5,3 mm	5- 10 ml	410 mm	340 mm
1250.18	18	6,0 mm	5- 10 ml	410 mm	340 mm
1250.20	20	6,7 mm	5- 10 ml	410 mm	340 mm
1250.22	22	7,3 mm	5- 10 ml	410 mm	340 mm
1250.24	24	8,0 mm	5- 10 ml	410 mm	340 mm

Verpackung: steril
Originalkarton: 10 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED transurethraler Silikonballonkatheter für Frauen

UROMED Transurethral Silicone Balloon Catheter for Women

REF 1370

Nelatonspitze
2 Augen
Nelaton tip
2 eyes

Silikonballonkatheter zur transurethralen Blasendrainage

- kurze, konische Spitze
- Soft-Ballon
- Spitze röntgenologisch darstellbar
- großlumig
- reines Silikon

Silicone balloon catheter for transurethral bladder drainage

- short, conical tip
- soft balloon
- radiopaque tip
- wide lumen
- pure silicone



REF	Ch./Fr.	Ø	Ballon	Länge	Effektivlänge	PZN
REF	Ch./Fr.	Ø	Balloon	Length	Effective length	CPN
1370.12	12	4,0 mm	3-8 ml	223 mm	154 mm	03280862
1370.14	14	4,7 mm	3-8 ml	224 mm	157 mm	03280879
1370.16	16	5,3 mm	5-10 ml	225 mm	158 mm	03280885
1370.18	18	6,0 mm	5-10 ml	225 mm	158 mm	03280891
1370.20	20	6,7 mm	5-10 ml	226 mm	159 mm	03280916
1370.22	22	7,3 mm	5-10 ml	226 mm	159 mm	03280922
1370.24	24	8,0 mm	5-10 ml	227 mm	160 mm	03280939

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6026

Verpackung: steril
Originalkarton: 10 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED transurethraler Silikonballonkatheter für Kinder

UROMED Transurethral Silicone Balloon Catheter for Children

REF 1340

Nelatonspitze
2 Augen
Nelaton tip
2 eyes

Unsere pädiatrischen Produkte berücksichtigen die besonders sensible kindliche Anatomie.


Our paediatric products consider the particularly sensitive anatomy of children.

Silikonballonkatheter zur transurethralen Blasendrainage

- kurze, konische Spitze
- mit Kunststoff-Mandrin zur besseren Führung
- Soft-Ballon
- Spitze röntgenologisch darstellbar
- großlumig
- reines Silikon

Silicone balloon catheter for transurethral bladder drainage

- short, conical tip
- with plastic mandrin for better guidance
- soft balloon
- radiopaque tip
- wide lumen
- pure silicone



REF REF	Ch./Fr. Ch./Fr.	Ø Ø	Ballon Balloon	Länge Length	Effektivlänge Effective length	PZN CPN
1340.06	06	2,0 mm	1 ml	330 mm	261 mm	03280827
1340.08	08	2,7 mm	3 ml	330 mm	261 mm	03280833
1340.10	10	3,3 mm	3 ml	330 mm	261 mm	03280856

Hilfsmittelkatalog: 15.25.15.6053

Verpackung: steril
 Originalkarton: 10 Stück

Packaging: sterile
 Original carton: 10 pieces





PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE

UROMED Kurt Drews KG

Meessen 7/11
22113 Oststeinbek
DEUTSCHLAND

Zentrale	+49 (0) 40 71 30 07-0
Kliniken	+49 (0) 40 71 30 07-11
Praxen	+49 (0) 40 71 30 07-21
Apotheken/Handel	+49 (0) 40 71 30 07-31

Fax +49 (0) 40 71 30 07-99

E-Mail service@uromed.de

www.uromed.de

Die Angaben entsprechen unserem
Kenntnisstand bei Drucklegung.
Produktänderungen aufgrund
technischen Fortschritts vorbehalten.

*All indications correspond to our
knowledge at the date of press.
Due to technical progress all products
are subject to change.*

MA0066 · Rev. 2 · 03/2026

©UROMED Kurt Drews KG