



Ureterkatheter

Ureteral Catheter



UROMED
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE



INHALT

CONTENT

UROMED Ureterkatheter

UROMED Ureteral Catheter

DUOKATH Ureterkatheter

DUOKATH Ureteral Catheter

4

Ureterkatheter

Ureteral Catheter

5

PURgreen Ureterkatheter

PURgreen Ureteral Catheter

6

UROMED DUOKATH

Ureterkatheter

Ureteral Catheter

REF 4082

beidseitig zentral
offene Spitze
gerade und gebogen
**double central
open tip
straight and angled**

2 in 1! Der beidseitig einsetzbare Ureterkatheter mit unterschiedlichen Spitzen und vielen Vorteilen – vereinfacht die Lagerhaltung und reduziert Kosten.


2 in 1! The double-sided ureteral catheter with different tips and many advantages – simplifies storage and reduces costs.

Katheter zur retrograden Sondierung des Harnleiters und zur Kontrastmittelinstitution in den Harnleiter

- zentral offene Spitze gerade und gebogen
- kann zur Platzierung eines Führungsdrahtes verwendet werden
- inkl. Kontrastmitteladapter
- mit Stilett
- beidseitig graduert
- Ureterkatheter ermöglicht das Überwinden schwieriger Ureterpassagen
- Produkt und Verpackung sind PVC-frei
- hohe Gleitfähigkeit
- röntgenologisch darstellbar
- großlumig

Catheter for retrograde probing of the ureter and for instilling contrast medium into the ureter

- central open tip straight and angled
- can be used for guide wire placement
- incl. contrast medium adapter
- with stylet
- graduated on both sides
- ureteral catheter allows overcoming of difficult ureteral passages
- product and packaging are PVC free
- high gliding ability
- x-ray detectable
- wide lumen



REF	Ch./Fr.	Ø	Länge	Führungsdraht PTFE*	hydrophiler Führungsdraht*
REF	Ch./Fr.	Ø	Length	guide wire PTFE*	hydrophilic guide wire*
4082.03	03	1,0 mm	70 cm	0,021"/0,53 mm	
4082.04	04	1,3 mm	70 cm	0,035"/0,89 mm	0,032"/0,81 mm
4082.05	05	1,7 mm	70 cm	0,038"/0,97 mm	0,035"/0,89 mm
4082.06	06	2,0 mm	70 cm	0,038"/0,97 mm	0,035"/0,89 mm

*Führungsdraht separat erhältlich *Guide wire not included

Verpackung: steril
Originalkarton: 10 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED

Ureterkatheter

Ureteral Catheter

REF 4081

zentral offene gebogene Spitze

central open angled tip

Für das Arbeiten in Seldinger-Technik stehen Ihnen mit unseren zentral offenen Ureterkathetern extrem gleitfähige und großlumige Instrumente zur Verfügung, die den Einsatz von Führungsdrähten mit größerem Durchmesser ermöglichen.

For the Seldinger technique, our centrally open ureteral catheters provide you with extremely smooth and large lumen instruments that allow the use of guide wires with a larger diameter.

Katheter zur retrograden Sondierung des Harnleiters und zur Kontrastmittelinstitution in den Harnleiter

- kann zur Platzierung eines Führungsdrahtes verwendet werden
- inkl. Kontrastmitteladapter
- mit Stilett
- graduiert
- Ureterkatheter ermöglicht das Überwinden schwieriger Ureterpassagen
- Produkt und Verpackung sind PVC-frei
- hohe Gleitfähigkeit
- röntgenologisch darstellbar
- großlumig

Catheter for retrograde probing of the ureter and for instilling contrast medium into the ureter

- can be used for guide wire placement
- incl. contrast medium adapter
- with stylet
- graduated
- ureteral catheter allows crossing of difficult ureteral passages
- product and packaging are PVC free
- high gliding ability
- x-ray detectable
- wide lumen



Kontrastmitteladapter
Contrast medium adapter



zentral offene gebogene Spitze
central open angled tip



REF	Ch./Fr.	Ø	Länge	Führungsdraht PTFE*	hydrophiler Führungsdraht*
REF	Ch./Fr.	Ø	Length	guide wire PTFE*	hydrophilic guide wire*
4081.05	05	1,7 mm	70 cm	0,038"/0,97 mm	0,035"/0,89 mm

*Führungsdraht separat erhältlich *Guide wire not included

Verpackung: steril
Originalkarton: 10 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED PURgreen

Ureterkatheter

Ureteral Catheter



REF 4070

zylindrische Spitze
1 Auge
cylindrical tip
1 Eye

REF 4080

Tiemannspitze
1 Auge
Tiemann tip
1 Eye

Die UROMED PURgreen Ureterkatheter verbinden ihre hohe Gleitfähigkeit und optimale Lumennutzung mit den Vorteilen von Polyurethan.


The UROMED PURgreen ureteral catheters combine high lubricity and optimal lumen utilisation with the advantages of polyurethane.

Katheter zur retrograden Sondierung des Harnleiters und zur Kontrastmittelinjektion in den Harnleiter

- atraumatisches gestanztes Auge
- inkl. Kontrastmitteladapter
- mit Stilett
- graduiert
- Ureterkatheter ermöglicht das Überwinden schwieriger Ureterpassagen
- Produkt und Verpackung sind PVC-frei
- hohe Gleitfähigkeit
- röntgenologisch darstellbar

Catheter for retrograde probing of the ureter and for instilling contrast medium into the ureter

- atraumatic punched eye
- incl. contrast medium adapter
- with stylet
- graduated
- ureteral catheter allows crossing of difficult ureteral passages
- product and packaging are PVC-free
- high gliding ability
- x-ray detectable



REF	Ch./Fr.	Ø	Länge
REF	Ch./Fr.	Ø	Length
4070.03	03	1,0 mm	69 cm
4070.04	04	1,3 mm	69 cm
4070.05	05	1,7 mm	69 cm
4070.06	06	2,0 mm	69 cm
4070.07	07	2,3 mm	69 cm
4070.08	08	2,7 mm	69 cm

REF	Ch./Fr.	Ø	Länge
REF	Ch./Fr.	Ø	Length
4080.03	03	1,0 mm	70 cm
4080.04	04	1,3 mm	70 cm
4080.05	05	1,7 mm	70 cm
4080.06	06	2,0 mm	70 cm
4080.07	07	2,3 mm	70 cm

Verpackung: steril
Originalkarton: 10 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 10 pieces

UROMED PURgreen

Ureterkatheter

Ureteral Catheter



REF 4090

**Knopf-Flötenspitze
nach Chevassu**

**Button-whistle tip
according to Chevassu**

Katheter zur Kontrastmittel- instillation in den Harnleiter

- offene Spitze
- inkl. Kontrastmitteladapter
- mit Stilett
- graduiert
- Produkt und Verpackung sind PVC-frei
- hohe Gleitfähigkeit
- röntgenologisch darstellbar

Catheter for instilling contrast medium into the ureter

- open tip
- incl. contrast medium adapter
- with stylet
- graduated
- product and packaging are PVC-free
- high gliding ability
- x-ray detectable



Kontrastmitteladapter
Contrast medium adapter



Knopf-Flötenspitze
Button-whistle tip



REF REF	Ch./Fr. Ch./Fr.	Ø Ø	Ch./Fr. Schaft Ch./Fr. Shaft	Ø Ø	Länge Length
4090.05	05	1,7 mm	03	1,0 mm	70 cm
4090.06	06	2,0 mm	04	1,3 mm	70 cm
4090.07	07	2,3 mm	04	1,3 mm	70 cm
4090.08	08	2,7 mm	05	1,7 mm	70 cm

Verpackung: steril
Originalkarton: 10 Stück

Packaging: sterile
Original carton: 10 pieces



PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE

UROMED Kurt Drews KG

Meessen 7/11
22113 Oststeinbek
DEUTSCHLAND

Zentrale	+49 (0) 40 71 30 07-0
Kliniken	+49 (0) 40 71 30 07- 11
Praxen	+49 (0) 40 71 30 07-21
Apotheken/Handel	+49 (0) 40 71 30 07-31

Fax +49 (0) 40 71 30 07-99

E-Mail service@uromed.de

www.uromed.de

Die Angaben entsprechen unserem
Kenntnisstand bei Drucklegung.
Produktänderungen aufgrund
technischen Fortschritts vorbehalten.

*All indications correspond to our
knowledge at the date of press.
Due to technical progress all products
are subject to change.*

MA0045 · Rev. 3 · 06/2026

©UROMED Kurt Drews KG